

## バーダイヤモンド社製 ルーメンカニューレ

コード・品名	サイズ 内径×厚さ×最大径 (cm)	備考	写真	
# 1 C	ロールインナーフランジタイプ	10 X 7.5 X 27	成牛用	
# 1 S	# 1 C 用ストッパー (蓋)			
# 1 EZ	# 1 C 用 イージーストッパー U字型の取っ手が 付いているので取り外しが簡単です。	10 X 3.5 X 14		
# 1 W	# 1 C 用のフランジ (ワッシャー) カットする事により # 2 C、 # 3 C にも使えます。			
# 2 C	アウターフランジタイプ	10 X 7.5 X 26	成牛用	
# 2 S	# 2 C 用ストッパー (蓋)			
# 3 C	アウターフランジタイプ 肉厚のある牛用		成牛用	
# 3 S	# 3 C 用ストッパー (蓋)	10 X 10 X 26		
# 4 C	# 2 C より 内径が 2.5 cm 小さい タイプ。1次手術に使用	7.5 X 7.5 X 26	成牛用	
# 4 S	# 4 C 用ストッパー (蓋)			
# 5 C	小型 カニューレ タイツな装着	3.5 X 5 X 15	緬山羊用	
# 5 S	# 5 C 用ストッパー (蓋)			
# 6 C	小型 カニューレ 厚みがあるタイプ	3.5 X 7.5 X 15	緬山羊用 小牛用	
# 6 S	# 6 C 用ストッパー (蓋)			
# 7 C	小型カニューレ 厚みがあるタイプ	3.5 X 8 X 15	緬山羊用 小牛用	
# 7 S	# 7 C 用ストッパー (蓋)			
# 8 C	小型カニューレ 厚みがないタイプ	7.5 X 5 X 18	緬山羊用	
# 8 S	# 8 C 用ストッパー (蓋)			

コード・品名		サイズ 内径×厚さ×最大径 (cm)	備考	写真
#9C	強カタイプ	10 X 10 X 27	成牛用	
#9S	#9C用ストッパー (蓋)			
#10C	#1Cと同じ ソフトゴムタイプ	内径 7.5cm	緬山羊用	
#11C	#10Cと同じで 内径が小さい	内径 5cm	緬山羊用	
#11E	食道用カニューレ		緬山羊用	
#3T	サンプルチューブ (サンプルバック 受器)	PVC 製		
#RT	ルーメンコレクションチューブ (少量採取用)			
#ST	スクリューストッパー 内径10cm用 (#1C、#2C、#3C、#9C)			
<b>サンプルバッグ (ポリエステル製)</b> <b>280メッシュ/目開き 53ミクロン (±10)</b>				
#BG510	サンプルバッグ 小	5cm X 10cm	100枚入	
#BG1020	サンプルバッグ 大	10cm x 20cm	100枚入	

※価格、仕様は予告なく変更される場合があります。



三 紳 工 業 株 式 会 社  
〒222-0001  
横浜市港北区樽町 2-12-1  
TEL.045-531-7741 FAX.045-531-9345  
<http://www.sanshinkogyo.co.jp>  
info@sanshinkogyo.co.jp